



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 августа 2011 года № ФСЗ 2011/10406

На медицинское изделие

Пробирки АРЕХЛАВ для взятия, хранения, транспортировки и анализа крови и биоматериалов, вакуумные и невакуумные, с наполнителями и без наполнителей, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Янчэнг Хуида Медикл Инструменте Ко., Лтд.", Китай,
Yancheng Huida Medical Instruments Co., Ltd., West Industrial Park, Yandong,
Jiangsu, China

Производитель

"Янчэнг Хуида Медикл Инструменте Ко., Лтд.", Китай,
Yancheng Huida Medical Instruments Co., Ltd., West Industrial Park, Yandong,
Jiangsu, China

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № 19238 от 25.05.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия I

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9800

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 24 августа 2011 года № 5364-Пр/11

и приказом от 18 апреля 2016 года № 3246 о замене

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Сю



М.А. Мурашко

0018655

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 августа 2011 года № ФСЗ 2011/10406

Лист 1

На медицинское изделие

Пробирки APXLAV для взятия, хранения, транспортировки и анализа крови и биоматериалов, вакуумные и невакуумные, с наполнителями и без наполнителей, с принадлежностями:

1. Пробирка вакуумная/невакуумная для коагулологических реакций с Цитратом Натрия.
2. Пробирка вакуумная/невакуумная для исследований с активатором свертывания (с гелем/без геля).
3. Пробирка вакуумная/невакуумная для исследований с литий-гепарином/натрий-гепарином (с гелем/без геля).
4. Пробирка вакуумная/невакуумная для исследований с флюоридом натрия/оксалатом калия.
5. Пробирка вакуумная/невакуумная для гематологических исследований с ЭДТА-К (с капилляром/без капилляра).
6. Пробирка вакуумная/невакуумная с гранулами.
7. Пробирка вакуумная/невакуумная для измерения скорости оседания эритроцитов (с капилляром/без капилляра).
8. Пробирка вакуумная/невакуумная для исследований (с гелем/без геля);
9. Капилляр гематокритный (с гепарином/без гепарина, с ЭДТА/без).
10. Пробирка с гелем Amies, тампоном.
11. Пробирка с гелем Amies с углем, с тампоном.
12. Пробирка с гелем Cary Blair, с тампоном.
13. Пробирка с гелем Stuart, с тампоном.
14. Пробирка с гелем Stuart с углем, с тампоном.

Принадлежности:

1. Держатель многоразовый для взятия проб крови.
2. Жгут детский, взрослый.

Место производства:

1. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd., No. 48, Xinxiu Road, Haimen Town, Haimen City, Jiangsu, 225100, China.
2. Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd., No. 21, Xixin Avenue, West Hi-tech Development Zone, Chengdu, Sichuan, 611731, China.
3. Hebei Xinle Sci&Tech Co. Ltd., 2320 Building Taihe, Beixao Street 6#, Xinhua District, Shijiazhuang, Hebei, China.

Приказом от 18 апреля 2016 года № 3246-о заместителем допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Генеральный директор
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

подпись



СЮ

РЕАЛ КОРП

М.А. Мурашко

0019211