

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ДОЗАТОРОВ

Материал — полипропилен

Наконечники представляют собой конические трубочки разного объема.

Существуют наконечники на микрообъем

0,1-10 мкл; 0,5-200 мкл; 100-1000 мкл.

Наконечники предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей.

Цветовая кодировка: 0,1-10 мкл — белый

0,5-200 мкл — желтый

100-1000 мкл — синий

Параметры наконечников:

0,1-10мкл

Диаметр широкой части- не более 5,9 мм;

Длина — не более 31,5 мм;

Вес — не более 126 мг;

Упаковано по 1000 шт.

Производство Yancheng Huida Medical, Китай.

0,5-200мкл

Диаметр широкой части – не более 7,3 мм;

Длина — не более 51 мм;

Вес — не более 307 мг;

Упаковано по 1000 шт.

Производство Yancheng Huida Medical, Китай.

100-1000мкл

Диаметр широкой части – не более

Длина — не более 71 мм;

Вес — не более

Упаковано по 500 шт.

Производство Yancheng Huida Medical, Китай.