

ПРОБИРКИ МИКРОЦЕНТРИФУЖНЫЕ ТИПА ЭППЕНДОРФ |

Пробирки типа Эппендорф конические предназначены для хранения, транспортировки и центрифугирования микропроб биологического материала. Используется для всех видов лабораторных исследований. Каждая лаборатория находит для них свое незаменимое и необходимое применение. Они подходят как для транспортировки маленьких объемов жидкостей, так и для фасовки и посева, для жидких стимуляторов роста (почвоведение) и прочих целей.

Микропробирки Эппендорф изготовлены из автоклавируемого полипропилена высокой чистоты, устойчивы к кипячению и замораживанию. Цвет изготовления — белый матовый полупрозрачный.

Крышка микропробирки снабжена замком «Safe-Lock», плотной защелкивающейся крышкой с козырьком, которая легко открывается и плотно закрывается одной рукой, без угрозы разбрызгивания жидкости и образования аэрозоля. При транспортировке отсутствует вероятность вытекания либо высыпания материала.

Характеристики:

- 1,5 мл. (градуировка до 1,0 мл. шаг — 0,1 мл, 0,5 мл, 1,0 мл);
- 0,5 мл

Максимально возможное ускорение: 17 000

Материал изготовления: полипропилен.

На корпусе микропробирки ёмкостью 1,5 мл имеется матовое поле для записей.